

Platina cerámica

A DESTACAR

- La parte superior es de cerámica sólida
- Platina de 157 x 220 mm
- Desplazamiento X-Y de 75 x 50 mm
- Controles ergonómicos
- Resistente a los arañazos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Platina mecánica especial de cerámica de 157 x 220 mm. con controles diestros que permiten el movimiento del porta-objetos en las direcciones X e Y
- La platina mecánica tiene un rango de recorrido de 75 x 50 mm
- La platina está hecha de un material cerámico no brillante muy resistente que resiste marcas y rasguños
- La superficie asegura que la luz dispersa no se refleje desde la platina hacia el objetivo
- La platina viene con una gran abertura en el centro y está equipada con una escala Vernier para lecturas de posición
- El IS.9503 es adecuado para microscopios verticales iScope, el AE.3197-ADD para microscopios verticales Oxion



● IS.9503 / AE.3197-ADD

