

# Cámara HD-Autofocus

## con interfaces HDMI

### VC.3034 / VC.3034-HDS

#### A DESTACAR

- Cámara de video de alta definición HD 1080p
- Sistema de enfoque automático
- Imágenes en tiempo real directamente en TV, monitor o proyector (HDMI)
- Sistema independiente
- Software incorporado controlado por el ratón
- Interfaz de montaje en C
- Guarda imágenes y videos en la tarjeta de memoria SD
- Disponible con pantalla HD de 11,6" (VC.3034-HDS)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Sensor</b>	CMOS de alta sensibilidad SONY IMX185 2.0MP
<b>Formato</b>	1 / 1,9", HDTV 1080p (50 / 60 Hz)
<b>Píxeles</b>	1920 x 1080 píxeles (modo captura) 1920 x 1080 píxeles (visualización en vivo), HDMI 60fps
<b>Tamaño de píxel</b>	3,75 x 3,75 um
<b>Vídeo</b>	Modo de grabación de video 1080p píxeles
<b>Pantalla HD (VC.3031-HDS)</b>	11.6"
<b>Modo de escaneo</b>	Escaneo progresivo, persiana enrollable
<b>Ruido</b>	Función De-noise compatible
<b>Sensibilidad</b>	1120 mv con 1/30 s
<b>Exposición</b>	Automática / manual
<b>Balance de blancos</b>	Automático / manual
<b>Rango dinámico</b>	N / A
<b>Relación señal/ruido</b>	N / A
<b>Interfaz</b>	Digital HDMI
<b>Almacenamiento</b>	Tarjeta de memoria SD de 16GB de alta velocidad
<b>Botones de cámara</b>	On/Off
<b>Interfaz de montaje</b>	Montura C
<b>Fuente de alimentación</b>	Adaptador externo DC 12V / 1A
<b>Condiciones de operación</b>	-10 ~ 50 ° Celsius, 30 ~ 80% humedad
<b>Condiciones de almacenaje</b>	-20 ~ 60-70 ° Celsius, 10 ~ 60% humedad
<b>Medición</b>	Funciones de medición incorporadas

#### ● VC.3034 / VC.3034-HDS



#### SOFTWARE INTEGRADO

(se muestra en la TV, sin necesidad de ordenador)

- Captura imágenes y videos a SD
- Reproducción de imágenes y videos desde SD
- Mediciones (como Ángulo, Línea, Línea horizontal, Línea vertical, Rectángulo, Círculo, Elipse, Anillo, Dos círculos, Polígono, Curva, etc.)
- Comparar imágenes
- Retículos
- Zoom digital in / out
- Girar
- Pausa
- Ajustes de la cámara (balance de blancos, control de color, etc.)

**Suministrado con** Adaptador C a tubo de 23,2 mm. con factor de corrección 0.5x, scheda di memoria 16 GB SD alta velocidad, una llave electrónica, cable USB 3, adaptadores de tubo de 23,2 mm. a 30 y 30,5 mm para microscopios patrón de calibración de 76 x 24 mm (1 mm / 100), caja de cartón

**Número de producto** VC.3034 / VC.3034-HDS

#### ● Contenido del paquete



Llave electrónica ●

