

CENTRIC CF108-R / GR Verdadera productividad Centrifugadoras de alta capacidad



VENTAJAS PRINCIPALES:

- > Alta capacidad
- > Carga fácil (diseño ergonómico)
- > Descontaminación completa
- > Facilidad de uso
- > Indicación de fin de carrera

Centrifugadoras CF 108R / GR Las centrifugadoras de la serie ofrecen una capacidad de 4 x 750 ml en un cuerpo muy compacto, con una visibilidad perfecta de la cámara de centrifugación sea cual sea la configuración elegida: versión de mesa o de pie.

los **Sistema SMARTLock** permite desmontar rápidamente el rotor para descontaminar la cámara.

El mango iluminado se ilumina para indicar la posibilidad de descargar los tubos, optimizando la frecuencia de las centrifugaciones y la calidad de los análisis.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS	
CENTRIC CF108-R, sin rotor	
230V / 50 - 60 Hz	231.3.000
CENTRIC CF108-R, sin rotor	
120V / 50 - 60 Hz	1231.3.000
CENTRIC CF108-GR, sin rotor	
230V / 50 - 60 Hz	231.3.500
CENTRIC CF108-GR, sin rotor	
120V / 50 - 60 Hz	1231.3.500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Sobremesa refrigerado CF108-R	CF108-GR Refrigerado de pie
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz	
Max. velocidad / RCF Rotor giratorio	4.500 rpm / 4.600 xg	
Max. capacidad Rotor giratorio	4 x 750 ml	
Sistema de control	microprocesador	
Rango de velocidad	500 a 4.500 rpm	
Precisión de velocidad	20 rpm	
Rango de control de temperatura	- 20 ° C a + 40 ° C	
Hora	0 - 99h50 y continuo	
Aceleración / desaceleración	10/10	
Configuraciones de programa	10 programas	
Apertura de la tapa	motorizado	
Tipo de motor	inducción	
Certificación	Marcado CE: IEC 1010-1; Directivas IEC 1010-2-020	
Dimensiones (HxWxD)	323 x 744 x 671 mm	893 x 536 x 671 mm
Embalaje (HxWxD)	545 x 890 x 821 mm	1118 x 736 x 821 mm
Peso (neto / embalado)	118/130 kg	130/145 kg



DOMEL

DOMEL, doo, Otoki 21, 4228 Železniki
Sistemas de laboratorio BU, Na Plavžu 79, 4228 Železniki

Teléfono: +386 4 5117 525 Correo electrónico: info.labs@domel.com

WEB: <http://labs.domel.com>



DOMEL LABS

V 04-19

GIRAR LOS ROTORES:



Rotor giratorio de cuatro lugares con cubos

- 4 x 750 ml
- Max. dimensiones del tubo: $\phi 100 \times 134$ mm
- Max. velocidad: 4500 rpm
- Max. fuerza centrífuga: 4600 xg

Código de pedido: 234.000 +

cucharones 234.030
operadores MTP 234.600

Insertos opcionales para rotor giratorio 4 x 750 ml	
Inserto para 22 tubos de recolección de 5-7 ml	(88 tubos de recogida)
Inserto para tubos de colección BD de 27 x 5-7 ml	(108 tubos de recolección)
Inserto para tubos de colección Terumo de 31 x 5-7 ml	(124 tubos de recogida)
Inserto para tubo de recolección de 20 x 10-15 ml	(80 tubos de recogida)
Inserto para tubos cónicos de 15 x 15 ml	(60 tubos cónicos)
Inserto para tubo cónico de 7 x 50 ml	(28 tubos cónicos)
Inserte para 1 x tubo plano de 250 ml (4 tubos de fondo plano)	
Inserte para 1 x tubo cónico Corning de 250 ml	(4 tubos cónicos)
Inserte para 1 x tubo cónico Falcon de 250 ml	(4 tubos cónicos)
Insertar para 1 tubo cónico de 500 ml	(4 tubos cónicos)