



VENTAJAS PRINCIPALES:

- > **Diseño compacto**
- > **Operacional inmediatamente**
- > **Facilidad de uso**
- > **Indicación de fin de carrera**

Centrifugadoras **CF 48 / -R series**, baja velocidad con rotor basculante de 4x400 ml, ofrece una excelente relación capacidad / espacio y ergonomía mejorada:

Apertura motorizada de la tapa, 10 memorias de programa para acceso directo, **SMART Light** asa iluminada para indicar el final de la carrera.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

CENTRIC CF 48 , sin rotor	230.3.550
230V / 50 - 60 Hz	
CENTRIC CF 48 — sin rotor	1230.3.550
120V / 50 - 60 Hz	
CENTRIC CF 48R , sin rotor	230.3.600
230V / 50 - 60 Hz	
CENTRIC CF 48R , sin rotor	1230.3.600
120V / 50 - 60 Hz	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CENTRIC CF48	CENTRIC CF48-R
Modelo	CENTRIC CF48	CENTRIC CF48-R
Fuente de alimentación	230V / 50Hz	
Max. velocidad / RCF Rotor giratorio	4.500 rpm / 3.820 xg	
Max. capacidad Rotor giratorio	4 x 400 ml	
Sistema de control	microprocesador	
Rango de velocidad	500 a 4.500 rpm	
Precisión de velocidad	20 rpm	
Rango de control de temperatura	-	- 20 ° C a + 40 ° C
Hora	0 - 99h50 y continuo	
Aceleración / desaceleración	10/10	
Configuraciones de programa	10 programas	
Apertura de la tapa	motorizado	
Tipo de motor	inducción	
Certificación	Marcado CE: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020 directivas	
Dimensiones (HxWxD)	280 x 420 x 520 mm	280 x 420 x 750 mm
Embalaje (HxWxD)	460 x 610 x 650 mm	460 x 610 x 890 mm
Peso (neto / embalado)	50/56 kg	70/79 kg



ACCESORIOS CENTRIC CF 48 / 48R

GIRAR LOS ROTORES:



Rotor giratorio de cuatro lugares con cubos

- 4 x 400 ml
- Max. dimensiones del tubo: $\varnothing 75 \times 110$ mm
- Max. velocidad: 4500 rpm
- Max. fuerza centrífuga: 3820 xg

Código de pedido: 233.000 +

cubos 233.020



Rotor oscilante de dos lugares para placas MT con portadores de placas

- 6 x MTP
- Max. dimensiones de la placa: 86 x 128 mm
- Max. velocidad: 4100 rpm
- Max. fuerza centrífuga: 2380 xg

Código de pedido: 233.270

Insertos opcionales para rotor giratorio 4 x 400 ml

Insertos para 13 microtubos de 1.5 / 2 ml	(52 microtubos)
Insertos para tubos de recolección de 14 x 5-7 ml	(56 tubos de recogida)
Insertos para tubos de recogida BD de 15 x 5-7 ml	(60 tubos de recogida)
Insertos para 19 x 5-7 ml Terumo coll. tubos	(76 tubos de recogida)
Insertos para tubos de recolección de 12 x 10 ml.	(48 tubos de recogida)
Insertos para tubos cónicos de 7 x 15 ml.	(28 tubos cónicos)
Insertos para tubos de 5 x 20 ml	(20 tubos)
Insertos para 3 tubos cónicos de 50 ml	(12 tubos cónicos)
Insertos para 4 tubos cónicos BD de 50 ml	(16 tubos cónicos)
Insertos para 1 tubo de 100 ml de diámetro. 52 mm (4 tubos dia. 52 mm)	
Insertos para 1 tubo cónico Falcon de 150 ml (4 tubos cónicos)	
Insertos para 1 x tubo de 250 ml	(4 tubos)

¡Nos reservamos el derecho de modificar los detalles de las especificaciones, etc. sin previo aviso ni responsabilidad!

V: 06-20

DOMEL

DOMEL, doo, Otoki 21, 4228 Železniki
Sistemas de laboratorio BU, Na Plavžu 79, 4228 Železniki

Teléfono: +386 4 5117 525 Correo electrónico: info.labs@domel.com

WEB: <http://labs.domel.com>



DOMEL LABS

V 04-19